



4K显微镜摄像机

符合超高清电视标准3840*2160，帧率最高可达4K60帧，实时无抖动；4K分辨率可提供800万像素以上，达到电影级画质，相当于目前全高清1080p分辨率的4倍以上。

[产品清单](#) [照片](#) [产品介绍](#) [规格](#) [下载](#) [平台优势](#)

型号	NP-2MS	NP-8MT	NP-8MF
分辨率	1920*1080P60帧	3840*2160P60帧	
传感器	1/2.8"1/1.8" COMS	1/1.8"1/1.2" COMS	
解析度	≥800 Line	≥1600 Line	
色彩	3500k、6500k,7500k,自定义		
自定义按键	白平衡, 冻结, 录像, 拍照, 场景切换, 变倍, 色彩, 亮度, 消除摩尔纹		
应用科室	口腔科、整形外科、耳鼻喉科、普外科、神经外科、眼科		
存储设备	U盘或移动硬盘	U盘或移动硬盘或SD卡	
回放	视频和图片		
录像	1920*1080P	3840*2160P	
录像文件	30分钟/MP4格式	30—120分钟/MP4格式	
编码技术	H264/H265		
拍照	200万/JPG格式	800万/JPG格式	

输出接口	2xHDMI+1xDVI+1xSDI+1xCVBS+2xUSB+网 口	HDMI (2.0) +HDMI (1.4) +DVI+SDI+3xUSB3.0+网 络	HDMI (2.0) +2xUSB3.0+SD卡 +音频+有 线/无线遥控+网络
SDK协议	提供Rs232协议	提供Rs232协议, 网络传输协议等	
音频	不支持	支持	
遥控控制	支持		
鼠标键盘	支持		
脚踏开关	支持		
摄像头尺 寸	直径28mm双层板		
主板尺寸			69*93mm
语言	中文、英文、俄文、西班牙、(可选葡萄牙、德语、法语)		